

PRODUKTDATABLAD

QuikRead go apparat

Anvendelse	Til <i>in vitro</i> diagnostisk brug
Metode	Immunoturbidimetrisk og fotometrisk
Prøvemateriale	Analytafhængig
Instrument information	QuikRead go instrument manual , 27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm
Svartid	Analytafhængig: 2 til 4 minutter
Aflæsning af resultat	Instrumentet aflæser og viser resultatet
Sensitivitet	Analyt afhængig
Specificitet	Analyt afhængig
Opbevaring	Den omgivende temperatur under transport og opbevaring skal være mellem 2 °C og 35 °C
Nødvendigt udstyr	Testkit
Registreret varemærke	QuikRead go er et registreret varemærke, som tilhører Aidian Oy

QuikRead go instrumentet er et fotometer, der kan vise kvantitative eller kvalitative resultater. Instrumentet er designet og kalibreret til både fotometrisk og turbidimetrisk måling.

Instrumentet guider brugeren gennem analysen, ved at vise en række meddelelser og animationer på displayet.

QuikRead go instrumentet måler cuvettes absorptionsværdi og omregner absorptionsværdien til en koncentrationseværdi eller et positivt/negativt resultat baseret på forudindstillede kalibreringsdata, der er indkodet i cuvettes etiket.

PRODUKTDATBLAD

QuikRead go apparat

Sortimentsoversigt

Varenr.	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
6404034	QuikRead go apparat	1	1	510135867