

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek Aviva teststrimler

Teststrimler til Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano, Accu-Chek Aviva Combo og Accu-Chek Aviva Expert blodsukkerapparater.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.



Måleområde:	0,6 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk, men på ældre apparater skal den sorte aktiveringschip blive siddende i apparatet
Måletid:	5 sekunder
Blodmængde:	0,6 µl
Indholdsstoffer/materiale:	6,72 % mediator, 15,27 % quinoprotein glukosedehydrogenase, 34,66 % buffer, 0,54 stabilisator, 42,66 % ikke-reaktive indholdsstoffer
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja - Annex II, list B produkt
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	18 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	Teststrimlerne kan holde sig til den anførte udløbsdato, hvis låget til teststrimlerne lukkes helt tæt umiddelbart efter brug
Bortskaffelse af vare:	Alm. Husholdningsaffald
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Spidsen af teststrimlen

PRODUKTDATABLAD

Accu-Chek Aviva teststrimler

Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af teststrimler:	Tørt og stuetemperatur, +2 °C og +32 °C
Måling skal foretages ved temperatur:	+6 °C og +44 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang. Teststrimlernes udløbsdato er tydeligt markeret på beholderen.
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig. 6408055 Accu-Chek Aviva 6408056 Accu-Chek Aviva Nano
Teststrimler passer til følgende apparat:	Samt udgåede apparater Accu-Chek Accu-Chek Combo og Accu-Chek Expert som udleveres på hospitaler.

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408059	06453970170	Accu-Chek Aviva teststrimler	æske a 50 stk.
6408057	06453953170	Accu-Chek Aviva teststrimler	æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.