

PRODUKTDATABLAD

Mylife Unio™ blodsukkerapparat

Mylife Unio er et meget lille smart sort apparat, hvor teststrimlen indsættes "på tværs" i apparatet. Den store, absorberende teststrimmel gør det muligt at udtage blodprøver sikkert.

Der er mulighed for 3 forskellige lydstyrker og lyden kan frakobles.

Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at påvirke resultatet.



Leveres som startsæt med Pura™ fingerprikker, 10 teststrimler, 10 lancetter og etui.



Måleområde:	0,6 – 33,3 mmol/l.
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Hukommelse:	1000 hændelser med dato og tid
Måletid:	5 sekunder
Gennemsnit:	1, 7, 14, 30, 60 og 90 dage
Blodmængde:	0,7 µl
Teststrimmel:	Æske a 2 x 25 stk.
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD IIb
Steril vare/metode:	Nej for apparat og fingerprikker/ja for lancetter - bestråling.
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder - baseret på teststrimlernes udløb.
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	3 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler

PRODUKTDATABLAD

Mylife Unio™ blodsukkerapparat

Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Siden af teststrimlen
Blodketon:	Nej
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej
Levetid/garanti:	5 år
Trådløs overførsel til anden enhed:	Nej
Tal størrelse på display:	1,1 cm
Automatisk alarm hændelser:	Ja, 4 alarmer
Batchnummer:	Ja
Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet:	Nej
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Apparat mål:	7,13 x 3,9 x 1,4 cm, vægt 50 g
Taske størrelse:	12,0 x 8,5 cm
Opbevaring for måleren:	-10 °C til +60 °C
Apparatets drift temperatur:	+6 °C til +44 °C
Måltidsmarkering:	Ja, før måltid, efter måltid
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Lys i strimmelport:	Nej
Batteri:	2 stk. 3V Lithium-CR2032 batteri (600 test)
Data overføres til PC:	Ja, særskilt kabel købes. Mini-USB port
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler som passer til apparatet:	6408141 mylife Unio

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408140	7101063	Mylife Unio blodsukkerapparat	1 stk.

* Henviser til producentens reference nr.