

PRODUKTDATABLAD

Omnican Lance Soft lancetter

Lancetter til brug sammen med en flergangsfingerprikker. Lancetten er engangsmateriale, og derfor anbefales det, at den kun bruges én gang.

- Passer til følgende fingerprikkere: mylife Pura softlance, Easy Touch, Vitrex Compact, Bayer MICROLET®, Bayer MICROLET® 2, OneTouch UltraSoft, OneTouch Comfort, Autolet Impression, Glucoject Dual Plus, FreeStyle Neo, FreeStyle, FreeStyle Mini, BD Optimus, Autolancet, Heinz Herenz og PIC Indoler.
- Dimensioner: Tykkelsen på lancetterne er 0,36 mm (28G) og 0,30 mm (30G).
- Lancetten er steril og silikone belagt



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Ja/MDD class I

Steril vare/metode: Ja/stråling

Særlig mærkning: Engangsbrug

Opbevaring af lancetter: Tørt og stuetemperatur

Holdbarhed fra produktionen: 5 år

Bortskaffelse af vare: Følg lokale regler – kanylebøtte

Bortskaffelse inder emballage: Følg lokale regler

Bortskaffelse yder emballage: Forbrænding/genbrug

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer: Ja

Batchnummer: Ja

Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger: Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.

PRODUKTDATABLAD

Omnican Lance Soft lancetter

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
6412656	91675369E	Omnican Lance Soft lancetter	28G	æske a 200 stk.
6412658	9167510E	Omnican Lance Soft lancetter	30G	æske a 200 stk.

* Henviser til producentens reference nr.