

Zertifikat
Protokoll **BESTRAHLUNG**
certificate
protocol **IRRADIATION**

Synergy Health Radeberg GmbH, Juri-Gagarin-Str.15,01454 Radeberg

Auftraggeber (Customer)

HTL-STREFA S.A.

ul. Adamówek 7
PL-95035 Ozorków
Poland

Auftragsnummer (AN) : 173634/2020
order number (internal)
Kundennummer : 808
Customer number

DB
Nr 173634
BP
Nr 227.743

Auftragnehmer (performer)

Synergy Health Radeberg GmbH

Juri-Gagarin-Str.15
01454 Radeberg
Tel.: +49 3528 / 4364 - 16
Fax: +49 3528 / 4364 - 99

Auftragsnummer (AG) : 1171/20/EX
order number Customer

Auftragsdatum : 09.07.2020
date of order

Name des Produktes : Needle Carrier (Type 610)
name of product

Artikelcode :
item code

Charge : 11F220, 57G920
batch number

Bestrahlungszyklus : A-29a/20
irradiation cycle

Spezifikation : DD0808_6961_2020_R33
specification

Bestrahlungsdatum : 13.07.2020
irradiation date

Identifikationsnummer : 799759 - 799760
identification number

Bestrahlungseinheiten : EP-Palette
irradiation unit

Anzahl : 2
quantity

Verpackungseinheiten : Karton
packaging unit

Anzahl : 33
quantity

Besonderheiten :
remarks

Die Bestrahlung erfolgt gemäß AAMI TIR33 / ISO 11137 und Produktspezifikation.
The irradiation has been performed in accordance to AAMI TIR33/ ISO 11137 as well as to product specification.

Dosis
dose

Energiedosis laut Auftrag
dose in accordance with order

Dosimetrisch ermittelte Dosis
calculated dose

Identnummer :
identification number

min. Dosis:
minimum dose 17,5 kGy

21,27 kGy

799759

max. Dosis:
maximum dose 40,0 kGy

32,22 kGy

799760

Unterbrechungszeit >24 h : Nein
interruption time over 24 hours

Anlage : GS3000
(facility)

Strahlungsart : Co-60
(kind of radiation)

Erstellung und Datenübernahme
preparation and data transfer

14.07.2020

Datum und Unterschrift Ersteller
date and signature originator

Freigabe des oben genannten Bestrahlungsgutes zur
Auslieferung Release of specified product for delivery

14.07.2020

Datum und Unterschrift Qualität
date and signature quality

Protokollsignatur 0e84db2240a3f224fc33500baca9208c

ACCEPTED

Ewelina Maćczak
2020-07-15