

# PRODUKTDATABLAD

## Omron GentleTemp 520 øretermometer inkl. 21 overtræk/bat

Omron GentleTemp 520 har den nyest infrarøde teknologi som sikre hurtige og meget præcise resultater. Den er meget brugervenlig med et ergonomisk flot design og kan måle øretemperaturen.

- 1 sekunds måling
- Temperaturmåling: øre
- Hukommelse op til 9 målinger
- Buzzer signal
- Måleinterval øre: 34,0° til 42,2°C
- 3 cifret display
- Slukker automatisk
- Resultatet vises i Celsius eller Fahrenheit
- Beskyttelsesovertræk: (Omron anbefaler at skrifte beskyttelsesovertræk efter hver måling for at tilsikre god hygiejne og præcise målinger)
- Beskyttelsesovertræk (7016341) passer hertil
- 1 stk. CR2032, 3.0V DC, knapcellebatteri

### Indeholder:

Apparat inkl. batteri, 21 beskyttelsesovertræk og dansk vejledning.



### Indholdsstoffer/materiale:

-

### PVC/ftalater:

Nej/Nej

### Latex:

Nej

### CE klassifikation:

Klasse IIa

### Steril vare:

Nej

### Opbevaring:

Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

### Holdbarhed:

-

### Bortskaffelse af vare:

Bortskaffes i henhold til lokale regler for elektronik

### Bemærkning:

-

2236-0051-01 / 24.05.2016

# PRODUKTDATABLAD

Omron Gentlemp 520 øretermometer inkl. 21 overtræk/bat

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7016332	Omron Termometer	Gentlemp 520 øretermometer inkl. 21 overtræk/bat		MC-520-E

2236-0051-01 / 24.05.2016