

PRODUKTDATABLAD

Barrier® OP maske

Barrier OP masker

Mölnlycke Health Care tilbyder med sit maskesortiment i Barrier et bredt udvalg der dækker alle behov.

Maskerne findes både med bindebånd og elastik samt type II til almindelige operationer samt type IIR som er den stænk resistente maske.

Alle Mölnlycke Health Care operationsmasker er medicinsk udstyr og er i overensstemmelse med EN14683:2005.

Anbefalet brug type I: Basis operationsmaske.

Anbefalet brug type II: Tørre indgreb, hvor der ikke er risiko for stænk.

Anbefalet brug type IIR: Våde indgreb, hvor der er risiko for stænk.



Materiale: PP non woven, stål, viscose, PE film

PVC/ftalater Nej

Latex Nej

Steril Nej

CE klassifikation: Kl I

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse inder: Forbrænding/Genanvendelse

Bortskaffelse yder: Forbrænding/Genanvendelse

Opbevaring Tørt, mørkt og køligt

Holdbarhed: 5 år

PRODUKTDATABLAD

Barrier® OP maske

Sortimentsoversigt

Varenr	Varebeskrivelse	Indhold
--------	-----------------	---------

7190302	Barrier Standard maske med bindebånd, blå, typell	æske a 60 stk.-krt. a 6 æsker
---------	---	-------------------------------

7190312	Barrier Standard maske med øreelastik,blå, typell	æske a 50 stk.-krt. a 12 æsker
---------	---	--------------------------------

7190318	Barrier Specialmaske, dugfri, kopform, grøn, typell*	æske a 50 stk.-krt. a 6 æsker
---------	--	-------------------------------

7190320	Barrier specialmaske, kopform, grøn, typel*I	æske a 60 stk.-krt. a 6 æsker
---------	--	-------------------------------

7190324	Barrier specialmaske, med visir, kopform, grøn, typell*	æske a 50 stk.-krt. a 6 æsker
---------	---	-------------------------------

7190330	Barrier specialmaske, ekstra blød, kopform, hvid, typell*	æske a 50 stk.-krt. a 6 æsker
---------	---	-------------------------------

7190400	Barrier Extra maske, stænkresis., antidug, blå, typellR*	æske a 50 stk.-krt. a 6 æsker
---------	--	-------------------------------

7190599	Barrier Special maske, antidug, blå, typell*	æske a 60 stk.-krt. a 6 æsker
---------	--	-------------------------------

7190600	Barrier Extra maske, visir, stænkresis.,antidug, typellR*	æske a 50 stk.-krt.a 4 æsker
---------	---	------------------------------

*med bindebånd