

# PRODUKTDATABLAD

## Barrier® afdækningsstykke, 2-lag, steril

Grønt 2-lags afdækningsstykke uden klæb til afdækning ved alle typer operation. Stykket er sterilt og giver god infektionskontrol.

Stykket findes i forskellige størrelser.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PE, paper tissue
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

1296-0871-02 / 18.01.2018

# PRODUKTDATABLAD

## Barrier® afdækningsstykke, 2-lag, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7180151	Barrier	Afdækningsstykke, 2-lag, steril	37,5 x 45 cm	Æske a 160 stk. – Krt. a 4 æsker	800330
7180100	Barrier	Afdækningsstykke, 2-lag, steril	45 x 75 cm	Æske a 112 stk. – Krt. a 4 æsker	800430
7480112	Barrier	Afdækningsstykke, 2 lag, steril	75 x 90 cm	Æske a 38 stk. – Krt. a 6 æsker	800530-20

1296-0871-02 / 18.01.2018