

# PRODUKTDATABLAD

## Barrier® afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril

Grønt 3-lags afdækningsstykker med klæb til afdækning ved alle typer operation. Stykkerne er sterile og giver god infektionskontrol.

Stykkerne findes i forskellige størrelser.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PE, paper tissue, non-woven
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

1296-0881-02 / 18.01.2018

# PRODUKTDATABLAD

## Barrier® afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7180201	Barrier	Afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril	50 x 75 cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 6 æsker	706300-20
7180210	Barrier	Afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril	50 x 50 cm	Æske a 50 stk. – Krt. a 6 æsker	706400
7180221	Barrier	Afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril	75 x 75 cm	Æske a 35 stk. – Krt. a 6 æsker	706500-20
7180240	Barrier	Afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril	75 x 75 cm	Æske a 15 x 2 stk. – Krt. a 6 æsker	707500
7180250	Barrier	Afdækningsstykke med klæb, 3-lag, steril	75 x 90 cm	Æske a 28 stk. – Krt. a 6 æsker	906677

1296-0881-02 / 18.01.2018