


# PRODUKTDATABLAD

## Debrideringssæt med saks og pincet, engangs, steril

Engangs debrideringssæt med saks og pincet.  
Anvendes til at rense sår og fjerne suturer med.

### Sættet indeholder:

- 1 Afdækningsstykke 38 x 45 cm
- 1 Spids/spids, buet saks, metal
- 1 Kirurgisk pincet, metal
- 1 Anatomisk adson pincet, metal
- 5 Non-woven swabs 10 x 10 cm



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Instrumenter: Kirurgisk stål. <b>Afdækning:</b> Polypropylen, spunbound non-woven Polyethylen film. <b>Swabs:</b> non-woven
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja – EO steriliseret
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Undgå direkte sollys
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse af indre emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bortskaffelse af ydre emballage:</b>	Forbrænding/Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Debrideringssæt med saks og pincet, engangs, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
7179980	Hartmann	Debrideringssæt engangs med saks & pincet steril	A4003