

PRODUKTDATABLAD

Foliodrape ærmer, steril

Foliodrape ærmer bør anvendes i forbindelse med operationskitler ved operationer med store mængder væske da de formindsker risikoen for kontaminering.

Ærmet består af et slidstærkt 3-lags materiale som er uigennemtrængeligt for fugt og mikroorganismer. Materialet har lavt fiberslip.

Med elastiske manchetter samt en elastisk kant for sikker pasform på overarmen.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, Polyester, Polyamid, Viskose

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og køligt. Ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Genbrug/Deponi

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7179815	Foliodrape	Ærmer, steril	50 cm	Æske a 40 stk. – Krt. a 4 æsker	258330