



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ HP engangs-operationskitler

Produktbeskrivelse:

3M Premium engangs-operationskitler er fremstillet af et 35 gr/m² Spunbound-Meltblown-Spunbound (SMS) materiale. Dette non-woven materiale har en meget lav vægt, som sammen med en høj åndbarhed medfører en meget høj grad af komfort.

Indikation:

3M HP kitler er udviklet til at forhindre kontaminering af det sterile kirurgiske felt. Således beskyttes patienten imod overførsel af mikroorganismer, og personalet imod penetration af kropsvæsker i forbindelse med operationer. Den forstærkede kittel indeholder desuden ekstra indvendige beskyttelsesstykker foran og på ærmerne, for at yde optimal beskyttelse (barriere) under kirurgi. Kitlen yder en essentiel barriere i forbindelse med infektionsforebyggelse.

Egenskaber:

- Høj grad af komfort
- Materialet er kraftigt væskeafvisende
- Høj åndbarhed
- Minimal fnugafgivelse
- Steril
- Svejsede ærmer

Indhold:

Materiale: Blå polypropylen non-woven

Manchetter: Hvid polyester

Pakning: Hver enkelt kittel er pakket sterilt og indeholder 2 papirhåndklæder (30 x 45 cm)


Holdbarhed og opbevaring:

5 år. Opbevares tørt, samtidig med at ekstreme temperaturer og fugtighed bør undgås.



Størrelser i cm:

		Medium	Large	X-Large	XX-Large
A	Længde fra hals til bund	121	135	141	150
B	Bredde	143	152	165	176
C	Fra skulder til bund	129	142	148	156
D	Ærmelængde uden manchet	72	81	84	85
E	Ærme vidde 5 cm fra manchet	16	16	16	17
F	Brystvidde	60	64	70	75
G	Manchet længde	8	8	8	8
H	Ærmevidde ved albue	22	22	22	22
	"Velcro" krogtapens længde	5	5	5	5
	"Velcro" løkkesløjfens længde	11	11	11	11

Applicering:**Bestillingsinformation****3M HP engangs-operationskitler**

Varenr.	Størrelse	Antal/æske	Æsker/karton
Standard			
7691C	Medium	28	1
7692C	Large	26	1
7693C	X-large	24	1
7694C	XX-large	22	1
Usterile			
7692NS	Large	76	1
7693NS	X-Large	76	1
7694NS	XX-Large	72	1
Forstærket			
7695C	Medium	22	1
7696C	Large	20	1
7697C	X-large	18	1
7698C	XX-large	16	1
Usterile			
7696NS	Large	68	1
7697NS	X-Large	60	1
7698NS	XX-Large	56	1