

# Foliodrape® Protect Plus


Ekstremitetssæt VII, ekstra forstærket

Steril afdækning ved knæoperationer eller  
artroskopiske indgreb.



### Fordele:


Høj absorberende  
Slidstærkt  
Uigennemtrængelig  
Intet fiberslip



150x190 cm



80x145 cm



150x190 cm



225x320 cm



75x75 cm



10x50 cm



33x30 cm

 reinforced

 viscose

### Indhold:

1 stk Bordafdækning, forstærket 150 x 190 cm  
1 stk Assistancebordpose, teleskopfoldet 80 x 145 cm  
1 stk Ekstremitetsafdækning forstærket med elastiskt hul 5 x 7 cm,  
320 x 225 cm og velcrobånd  
1 stk Bordafdækning, forstærket, foldet 150 x 190 cm  
1 stk Afdækning med klæb 75 x 75 cm  
2 stk Operationstape 10 x 50 cm  
4 stk Håndklæder 33 x 30 cm

Sortiment	Varenr.	AFP	TFP
Foliodrape® Protect Plus Ekstremitetssæt VII	938 774	5 stk	1 AFP