

PRODUKTDATABLAD

Mikroskopafdækning

Klar afdækning, som anvendes til steril afdækning af kirurgiske mikroskoper pga. høj risiko for kontaminering mellem mikroskopet og patientens åbne sår.

Afdækningens centrum placeres på mikroskopets objektiv og de specielle ender placeres på kikkerten, mens hele coveret fikseres til mikroskopet med de klæbende stropper.

Kompatibel med kirurgiske mikroskoper fra Carl Zeiss, Leica og Möller-Wedel.



Indholdsstoffer/materiale:	Plastik
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja, EO-steriliseret
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse vare:	I henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Mikroskopafdækning

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7291201	Medbar	Mikroskop afdækning, Zeiss,	122 x 210 cm	Æske a 50 stk.	204-74
7291202	Medbar	Mikroskop afdækning, Zeiss,	122 x 260 cm	Æske a 50 stk.	204-75
7291203	Medbar	Mikroskop afdækning, Zeiss,	132 x 391 cm	Æske a 50 stk.	204-49