

# PRODUKTDATABLAD

## Protesebæger, hvid polystyren

Hvidt protesebæger à 200 ml

Tåler ikke opvarmning i ovn og mikrobølgeovn

Diameter: 950 mm

Højde: 58 mm

Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polystyren
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og rent, væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	Ubegrænset
<b>Bortskaffelse vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7762010	Protesebæger	Hvid polystyren	200 ml	Pk. a 50 stk.	00579001