

PRODUKTDATABLAD

Days gangbuk

Days Gangbukke

Gangbukkene er fremstillet i aluminiumsrør, der gør dem lette og dog stabile og robuste. Det gør dem derved også velegnede til større brugere.

Bukken er forsynet med gribehåndtag og kan let og enkelt indstilles i højden ved hjælp af trykfjedre.

Days Gangbukken kan fås i to modeller: en lav og en almindelig model. De vejer henholdsvis 2,5 og 2,5 kg. Den lave vægt gør det let at manøvrere rundt med bukken.

Højden på modellerne justeres let ved hjælp af trykfjedre, og kan derfor tilpasses den enkelte brugers behov.



Indholdsstoffer/materiale:	Aluminium
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja
Steril:	Nej
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Days gangbuk

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
7900026	Gangbuk	Days Gangbuk, lav model	091356591
7900027	Gangbuk	Days Gangbuk, alm. model	091356575