

# PRODUKTDATABLAD

## Albuestok almindelig, ergo soft håndtag, 70-90 cm

Albuestokken er et hjælpemiddel til brugere med nedsat gangfunktion, og modellen kan benyttes både inde og ude. Albuestokken er designet i letvægtsaluminium og med håndtag udført i et blødt materiale, så den er ergonomisk og behagelig at bruge hele dagen.

Albuestokken er enkeltindstillelig og højdejusteres let til den enkelte brugers behov ved hjælp af clips, og øger derved mobiliseringen og selvstændigheden.

Plastikdelene er fiberglas-forstærket, hvilket gør dem stærke, men fleksible. Armbøjlen er komfortabel og dens design skaber en god støtte til armen.

Albuestokken leveres med dupsko af naturgummi. Dupskoen har en stor ringprofil, drænhuller og den indstøbte metalbund giver større holdbarhed, samt et bedre greb.

- Reflekser
- Clipslås til højdeindstilling
- Armeret dupsko med drænhuller
- Højdeindstilling 70-90 cm
- Vægt: 500 g.
- Brugervægt: max 140 kg.



**Indholdsstoffer/materiale:** Aluminium, polypropylene fiberforstærket plastik, naturgummi

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Ja

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:**

- Overflade behandlet og pulverlakeret aluminium
- Rengøres og desinficeres efter NIR retningslinjer
- Tåler varmedesinfektion ved 80 grader i 10 min.
- Tåler ethanolbaseret desinfektion på 70-85%
- Tåler klorbaserede produkter

# PRODUKTDATABLAD

## Albuestok almindelig, ergo soft håndtag, 70-90 cm

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Max. Belastning	Ref. nr.
7900551	Albuestok	Almindelig, ergo soft håndtag, 70-90 cm, højdeindstillelig via clips	140 kg	220CSKSW-70-90
7900552	Albuestok	Lang, ergo soft håndtag, 90-110 cm, højdeindstillelig via clips	140 kg	220CSUEKsw
7900553	Albuestok	Anatomisk soft håndtag, højre version, 70-90 cm, højdeindstillelig via clips	140 kg	220CASKSw-R-70-90
7900554	Albuestok	Anatomisk soft håndtag, venstre version, 70-90 cm, højdeindstillelig via clips	140 kg	220CASKSw-L-70-90
7900555	Albuestok	Børnestok med ergo soft håndtag, 60-70 cm, højdeindstillelig via clips	100 kg	241CSKSw-60-70
7900556	Dupsko	Armeret med drænhul		716Sw
7900169	Clips	Til højdeindstilling af albuestok		131-20 BLACK

### Tilbehør:

Dupsko med drænhul vnr. 7900556

Clips vnr. 7900169