

PRODUKTDATABLAD

Dropstativ med 5 hjul, 4 kroge - KaWe

Dropstativ med 5 dobbelthjul, robust plastbase og 4 kroge til infusionsposer/flasker.

2 hjul har låsemekanismer, 2 er sikkerhedshjul og 1 hjul er antistatisk.

Hver krog kan maksimum holde 2 kg.

Stativet kan frit justeres i højden og leveres med et syntetisk opsamlingsglas.

Stativet er pakket enkeltvist og leveres med samleværktøj.

Højde ca.: 120-210cm
Diameter fod ca.: 60cm
Vægt ca.: 2,9 kg



Indholdsstoffer/materiale: Rustfrit stål, polypropylen, polyamid, polycarbonat, glasfiber

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: -

Holdbarhed uåbnet: -

Bortskaffelse af vare: Genanvendelse

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
8434010	KaWe	Dropstativ med 5 hjul, 4 kroge	120 – 210 cm	13000

2053-0001-02 / 11.03.2020