

# Produktdatablad

## Assura Plus 1-dels Convex Light ileostomiposer med Hide-away udløb

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn: Coloplast A/S  
 Adresse: Holtedam 1  
 Land: Danmark  
 Website: [www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

#### 1.2. Forhandler:

Navn: Mediq Danmark A/S  
 Adresse: Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby  
 Tlf. nr.: 36379200  
 Fax nr.: 36728322  
 E-mail: [mediqdanmark@mediqdanmark.dk](mailto:mediqdanmark@mediqdanmark.dk)  
 Website: [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: \_\_\_\_\_

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Assura Plus 1-dels Convex Light ileostomiposer med Hide-away udløb

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

\_\_\_\_\_

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

["klik her" \(web-baseret\)](#)

\_\_\_\_\_

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  nej  Papir:  nej  Glas:  nej

Metal:  nej  Latex:  nej  Bomuld:  nej   
 Økologisk:

Andet: Polyisobutylen, pektin, gelatine, CMC, SIS, titaniumoxid  
 epoxydiseret soyabønneolie, silikoniseret film, aktivt kul, PU-skum, PE-skum

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: PVdC, EVA, CPE, PE, PET, PP, PA PVC:  nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej  Genbrugsmaterialer:  nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  ja  Papir:  ja  Glas:  nej

Metal:  nej  Latex:  nej  Bomuld:  nej   
 Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC:  nej

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  nej  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  nej  Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger


(Angiv anbefalinger) Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedrørende affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkelemballage			Materialgenanvendelse	
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021







## Assura Plus 1-dels Convex Light ileostomiposer med Hide-away udløb

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14404		5701780898591	Hide-awayConvexL.mid hu 15-33	MIDI	10	160		
14405		5701780898621	Hide-awayConvexL.mid hu 15-43	MIDI	10	160		
14411		5701780898607	Hide-awayConvexL.max tr 15-33	MAXI	10	160		
14412		5701780898638	Hide-awayConvexL.max tr 15-43	MAXI	10	160		
14414		5701780898614	Hide-awayConvexL.max hu 15-33	MAXI	10	160		
14415		5701780898645	Hide-awayConvexL.max hu 15-43	MAXI	10	160		
14421		5701780898539	Hide-awayConvexL.max hu 21mm	MAXI	10	160		
14422		5701780898553	Hide-awayConvexL.max hu 25mm	MAXI	10	160		
14423		5701780898577	Hide-awayConvexL.max hu 28mm	MAXI	10	160		
14424		5701780898584	Hide-awayConvexL.max hu 31mm	MAXI	10	160		

#### Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved \*