

# PRODUKTDATABLAD

## Curea Clean Breath superabsorberende bandage, usteril

Curea Clean *Breath* er en usteril superabsorberende bandage med BTBS bagside (*Breathable Textile Backsheets*).

Bandagen består af en kerne af superabsorberende polymerer, et sårkontaktlag i et højabsorberende non-woven materiale, samt en vandskyende semipermeabel bagside der danner en barriere mod bakterier.

- Høj absorptions kapacitet og -hastighed
- Sikker retention
- Sikker bakteriel håndtering
- Kan bruges under kompression



<b>Varenr.:</b>	Se sortimentsoversigt på side 2
<b>Materiale:</b>	Superabsorberende polymer, non woven, polypropylen
<b>CE klassifikation:</b>	CE I
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Opbevaring</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed:</b>	5år
<b>Miljømærke</b>	Nej
<b>Uønskede stoffer</b>	Intet kendskab til uønskede stoffer

# PRODUKTDATABLAD

## Curea Clean Breath superabsorberende bandage, usteril

### Sortimentsoversigt

4272127	Curea	Clean Breath superabsorberende bandage usteril	10x10cm	æske a 80 stk.
4272129	Curea	Clean Breath superabsorberende bandage usteril	20x20cm	æske a 20 stk

### Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001