

LyftPlus - Bælte

ART.NO 50207

LyftPlus er et ekstra stabilt, abdominalt og elastisk bælte, hvis blødt formede maveparti giver en bekvem og effektiv støtte/løft til personer med kraftig mave. Velegnet til personer med slap og stor bug eller brok eller efter forskellige maveoperationer for at aflaste sår og forhindre arbrok. Passer også ved tilpasning af stomibælte til personer med kraftig mave, hvor stomien sidder i venstre side. Materialet i ryggen er elastisk. Forpartiet er uelastisk for at give optimal støtte. Det stabile materiale på forsiderne yder et stift tryk og er specielt velegnet ved stomi, da det er let at klippe i og ikke trævler. Slå-om lukning med velcrobånd på højre side. Fås i beige.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til personer med større mave der behøver støtte og aflastning, ved forskellige former for lettere brok samt ved fremstilling af stomi-bælte. Til postoperativ pleje, efter thorax/maveoperationer for at aflaste sår og forhindre arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyamid 52%, Polyester 41%, Gummi 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd og benyt vaskepose ved vask. Ved behov kan produktet vaskes i op til 90°. Bemærk at velcrobåndenes levetid forkortes ved højere vasketemperaturer.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
Small	80-95	50207-08-40	28 cm	23 cm
Medium	90-105	50207-08-50		
Large	100-115	50207-08-60		
X Large	110-125	50207-08-70		
2X Large	120-135	50207-08-80		
3X Large	130-145	50207-08-90		
4X Large	140-155	50207-08-91		



Bæltet kan også vendes omvendt, fx ved høje operationssnit eller høje epigastrica brok.

