



## TrioApron CORE GREEN

**TRIOAPRON CORE GREEN** är ett skydds-förkläde som är anpassat för att skydda användare i olika miljöer. Det är framtaget för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare.

**TRIOAPRON CORE GREEN** är tillverkad i polyetenplast med 95% återvunnen råvara, som minskar koldioxidutsläppen. Den är producerad i ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära och som skyddar användaren. Produkten är användarvänlig och smidig då den är förpackad på rulle i en dispenserförpackning. Detta gör produkten lättillgänglig och hygienisk samt minimerar risk för kontaminering.

**TRIOAPRON CORE GREEN** är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god användarvänlighet och bekvä komfort. Förklädet är CE-märkt enligt PPE/Skydds-kläder Reg. (EU) 2016/425 CE-märkning enligt Riskkategori I.

 **Made in Sweden**

**Trioworld**

ÅTERVUNNEN RÅVARA

95%



# TrioApron CORE GREEN

## PRODUKT

TrioApron CORE GREEN produceras i Sverige med hög levsrasssäkerhet. Skyddsrocken är CE-märkt enligt PPE/Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 Riskkategori I.

## INNEHÅLL

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intoleranser (som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) används inte avsiktligt i den här produkten.\* Vi intygar att vi under tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna: Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006 Bilaga XVII+C370 till REACH-förordningen (EG) 1907/2006.

\*Baserat på leverantörens produktinformation.

## KVALITET & MILJÖ

Den här produkten är tillverkad i enlighet med:

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- Vi uppfyller REACH-krav
- Trioworld Code of conduct
- CE-märkning enligt PPE / Skyddskläder Reg. (EU) 2016/425 Riskkategori I

CE  
0402



LATEX  
FREE

SINGLE  
USE ONLY

**Trioworld** – stolt leverantör till den globala sjukvårdsindustrin sedan 1965.

## TEKNISK INFORMATION

**Storlek:** 800 mm eller 900 mm


**Total längd:** 1250 mm

**Färg:** ● Medtech-grön

**Materialtyp:** Polyetenfilm

**Tjocklek:** ca. 20 µm

Förpackning:	Dispenser, 1-rulle	Dispenser, 3-rullar
Antal i förp.	50 st.	150 st.
Vikt förp.	1 kg	3 kg
Antal pall	12 000 st.	15 700 st.
Vikt pall	265 kg	340 kg



## ORDERINFORMATION

**Artikel:** TrioApron CORE GREEN

**Leveranstid:** Enligt överenskommelse

**Minimumorder:** 1 helpall

**Kontakta oss för beställning eller mer information:**

☎ +46 418-43 79 08

✉ ppe@trioworld.com

**Vill ni ha ett prov? Beställ på:** ppe@trioworld.com

●●●  
**Trioworld**