



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Microspol

Skyllevæsker

Med kegleformet spids, der sikrer kontrolleret skylning.

Til skylning af mindre sår, næse og øjne

Til rensning/skylning af instrumenter
og til at fugte kompresser

Ampullens ovale udformning sikrer
kontrolleret skylning

CE-mærket

Microspol

Skyllevæsker

INFORMATION OM NATRIUMKLORID 9 mg/ml

- Koncentrationen af natriumklorid 9 mg/ml
- pH 5,0-7,0
- Fremstillet i henhold til Ph.Eur. 2.9.20
- Steril skyllevæske til forskellige kirurgiske indgreb
- Må ikke anvendes parenteralt



EGENSKABER MICROSPOL

- Steril, skal anvendes umiddelbart efter anbrud
- Til skylning af mindre sår, næse og øjne
- Til rensning/skylning af instrumenter og til at fugte kompresser
- Ampullens ovale udformning sikrer kontrolleret skylning
- Kegleformet spids med propbeskyttet hals, udformet til præcis skylning
- Uden latex og PVC. Der er ikke anvendt DEHP ved fremstillingen

PAKNINGSSTØRRELSER OG VARENUMMER

Beholder	Opløsning	Varenr.	Pakningsstr.
Microspol	Natriumklorid 9 g/ml	209319	20 x 30 ml

FT_0071/Juli 2023



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk