


# PRODUKTDATABLAD

## Ernæringsæt til administration uden pumpe

- Gravity Universal ernæringsæt består af: Dråbekammer, T-kobling til aspiration eller medicinering, ENFIT kobling, Rulleklemme, ENfit-Adaptor der gør det universalt så det kan kobles til alle former for ernæringsbeholdere. OBS: Til sondegivning uden pumpe!
- Gravity Easybag ernæringsæt består af: Dråbekammer, T-kobling til aspiration eller medicinering, ENFIT-kobling, patenteret slangeklemme. OBS: Til sondegivning uden pumpe!



### Indholdsstoffer/materiale:

Slangen er fremstillet af PVC og blødgørende TEHTM. Øvrige dele er fremstillet af PP, ABS, PE, SBC, PC, copolyester, HDPE, silikoneolie og THF. Fri for BPA og latex.

### Indikation:

Anvendes til administration af sondeernæring uden pumpe. Flowhastigheden justeres nemt ved hjælp af en rulleklemme.

### CE Klassifikation:

Klasse IIa

### Steril:

Steriliseret med ethylenoxid.

### Opbevaring:

Opbevares tørt og uden direkte sollys.

### Holdbarhed fra produktionsdato:

Se datomærkning på emballagen.

### Bortskaffelse:

Ernæringsæt samt emballage bortskaffes som plastaffald.

### Mediqs varesortiment:

| Varenr. | Varefamilie | Varebeskrivelse              | Pakning        | Reference |
|---------|-------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 1124014 | Freka       | Amika Gravity Easybag, st.   | Æske a 30 stk. | 7751936   |
| 1124017 | Freka       | Amika Gravity Universal, st. | Æske a 30 stk. | 7751937   |